


Фото набора реагентов

«Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к респираторно-синцитиальному вирусу» «ИФА-PCSV-IgG»



Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

" 27 " 20 17 г.



Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для
выявления иммуноглобулинов класса G
к респираторно - синцитиальному вирусу

ИФА-PCB-IgG

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент
К+, инактивированный
К+пор, инактивированный
К-, инактивированный
Конъюгат
РИ
ПР(x25)
РРО
Стоп-реагент
РПРО

1 шт.
1 фл. (1,2 мл)
1 фл. (1,2 мл)
1 фл. (1,2 мл)
1 фл. (13 мл)
1 фл. (13 мл)
2 фл. (по 40 мл)
1 фл. (16 мл)
1 фл. (12,5 мл)
1 фл. (16 мл)

Принадлежности:

Вспомогательный планшет для
предварительного разведения образцов
Вспомогательные пластиковые ёмкости
Одноразовые наконечники для
автоматических пипеток
Клейкая пленка для планшетов

1 шт.
4 шт.
16 шт.
4 шт.



HBsAg, антитела к ВГС, ВИЧ-1, 2 отсутствуют

ИФА-PCB-IgG

ТУ 9398-162-70423725-2016


РУ №

Каталожный № 22.01

Серия 02 Контрольный № 83

Дата изготовления: 2016.04

Голен до: 2017.04



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно
на коробке.



Директор производства ДП

Осинская А.Д.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.