



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74

29.02.2016 № 01И-405/16

На № _____ от _____

В дополнение к информационному
письму Росздравнадзора
от 31.07.2015 № 01И-1249/15



2073325

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных органов
Росздравнадзора

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает, что действие информационного письма Росздравнадзора от 31.07.2015 № 01И-1249/15 о приостановлении применения медицинского изделия «Комплект средств перемещения и перевозки пациентов КСПП-ММ по ТУ 9451-009-10660186-2006 в составе: тележка-каталка ТНС-01ММ, носилки мягкие НМ-ММ», тип/модель 0103, 0661 (соответственно), производства ООО «НПП «МИКРОМОНТАЖ», Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2, № ФСР 2010/09084 от 01.11.2010, срок действия не ограничен, не распространяется на медицинские изделия, в отношении которых производителем проведены работы по замене колесных опор (в части оснащения тележки-каталки ТНС-01ММ типа/модели 0103 тормозами, срабатывающими при приложении усилия на педаль не более 150Н (15 кгс).

Руководитель

М.А. Мурашко