



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

03.09.2025 № 01И-871/25

На № _____ от _____

О новых сведениях о безопасности
медицинского изделия



2632708

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения медицинских изделий письмо АО «КРОНТ-М», производителя медицинского изделия, о новых данных о безопасности при применении медицинского изделия.

В связи с внесением изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье, эксплуатация медицинского изделия:

«Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные ОБН-150-«КРОНТ» по ТУ 9451-051-11769436-2015», производства АО «КРОНТ-М», Россия (регистрационное удостоверение № РЗН 2015/3099), возможна с применением бактерицидной лампы ЛСТ30W УФ-С G13 T8, производства ООО «Стекло-Сервис», Россия, торговая марка «Формула света».

Для получения дополнительной информации обращаться в АО «КРОНТ-М» по тел. (495) 500-48-84, электронной почте: info@kront.com.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

Приложение к письму Росздравнадзора
от 03.09.2025 № 01И-871125



Акционерное Общество
«КРОНТ-М»

№ 61 от «29» мая 2025 г.

ИНН 5047004056, КПП 504701001
141402 г.Химки Московская обл., ул.Спартакoвская, д.9 пом.1
тел. +7 (495) 500-48-84 Email: info@kront.com

Федеральная служба по надзору
в сфере здравоохранения
(Росздравнадзор)

109012, Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
info@roszdravnadzor.gov.ru

О применения бактерицидной лампы ЛСТ30W УФ-С G13 T8 производства
ООО «Стекло-Сервис», Россия, торговая марка «Формула света»
в облучателях ОБН-150-«КРОНТ»

Акционерное общество «КРОНТ-М» (АО «КРОНТ-М») является производителем медицинских изделий «Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные ОБН-150-«КРОНТ» по ТУ 9451-051-11769436-2015 варианты исполнения: ОБН-150-1-(2x30)-«КРОНТ», ОБН-150-С-(2x30)-«КРОНТ», ОБН-150-СЭ-(2x30)-«КРОНТ».

В связи с тем, что внесены изменения в документы (приказ Росздравнадзора от 14.05.2025г. № 2979), содержащиеся в регистрационном досье на медицинское изделие «Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные ОБН-150-«КРОНТ» по ТУ 9451-051-11769436-2015 варианты исполнения: ОБН-150-1-(2x30)-«КРОНТ», ОБН-150-С-(2x30)-«КРОНТ», ОБН-150-СЭ-(2x30)-«КРОНТ» (регистрационное досье 05.12.2022 г. № РД-53333/97021), о включении бактерицидной лампы ЛСТ30W УФ-С G13 T8 в перечень ламп, применяемых в данных облучателях,

АО «КРОНТ-М» сообщает о возможности эксплуатации всех медицинских изделий «Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные ОБН-150-«КРОНТ» по ТУ 9451-051-11769436-2015 варианты исполнения: ОБН-150-1-(2x30)-«КРОНТ», ОБН-150-С-(2x30)-«КРОНТ», ОБН-150-СЭ-(2x30)-«КРОНТ» (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/3099)

с применением бактерицидной лампы ЛСТ30W УФ-С G13 T8, производства ООО «Стекло-Сервис», Россия, торговая марка «Формула света», независимо от даты их выпуска.

Генеральный директор

В.П. Сизиков