



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации  
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РУКОВОДИТЕЛЬ**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012  
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38  
www.roszdravnadzor.gov.ru

06.05.2026 № 014-416/25

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О безопасности  
медицинских изделий



2642850

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения государственной функции по мониторингу безопасности медицинских изделий, находящихся в обращении на территории Российской Федерации, доводит до сведения письмо производителя ООО «Фактор-Мед Продакшн» о новых данных по безопасности медицинского изделия «Набор тест-полосок иммунохроматографических для выявления наркотических веществ и их метаболитов в моче «МУЛЬТИТЕСТ» по ТУ 21.20.23-119-69721380-2018» регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12975 от 15.12.2020.

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в ООО «Фактор-Мед Продакшн» по контактными данным, указанным в приложении.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

**ООО «Фактор-Мед Продакшн»**

Россия, 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, пом. 30

ИНН/КПП 7725714083/775101001

Телефон: +7(499)322-46-49, e-mail: mng@faktormedprod.ru

Исх. № 465  
от «05» февраля 2026 г.

Руководителям организаций —  
дистрибьюторов медицинских изделий  
ООО «Фактор-Мед Продакшн»

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО**

о приостановлении обращения медицинского изделия

Уважаемые коллеги!

ООО «Фактор-Мед Продакшн» информирует Вас о **добровольном приостановлении обращения партии М12П10030424** медицинского изделия:

<b>Наименование:</b>	Набор тест-полосок иммунохроматографических для выявления наркотических веществ и их метаболитов в моче «МУЛЬТИТЕСТ» по ТУ 21.20.23-119-69721380-2018
<b>Регистрационное удостоверение:</b>	РЗН 2020/12975 от 15.12.2020
<b>Серия (партия):</b>	<b>М12П10030424</b>
<b>Дата производства:</b>	04.2024
<b>Срок годности:</b>	04.2026

**Причина приостановления:**

В Росздравнадзор поступили сообщения о неблагоприятных событиях (№ НС-19708 от 29.12.2025 и № НС-19854 от 20.01.2026), связанных с применением медицинского изделия указанной серии. Суть проблемы: при проведении теста в тест-зоне «Морфин» не проявляется контрольная линия, что делает результат недействительным.

ООО «Фактор-Мед Продакшн» инициировал добровольное приостановление обращения данной партии до завершения независимого расследования и получения объективных результатов испытаний.

**Просим выполнить следующие действия:**

1. Немедленно приостановить отгрузку изделий серии М12П10030424 конечным потребителям.
2. Провести инвентаризацию остатков изделий данной серии на Ваших складах.
3. Обеспечить карантинное хранение остатков до получения дальнейших указаний.
4. Уведомить медицинские организации, которым были поставлены изделия данной серии, о необходимости приостановления применения.

5. Направить в адрес производителя сведения о количестве остатков и перечень организаций-получателей.
6. При получении сведений о случаях несрабатывания изделий — сообщить производителю.

Просим направить информацию об остатках партии и получателях **в срок до 20.02.2026** на электронную почту: [mng@faktormedprod.ru](mailto:mng@faktormedprod.ru) или по телефону: +7(499)322-46-49.

По результатам расследования (ориентировочный срок — до 30.03.2026) будет принято решение о возобновлении обращения партии либо о её окончательном отзыве. О принятом решении Вы будете уведомлены дополнительно.

**Обращаем внимание:** приостановление касается только партии M12П10030424. Изделия из других партий могут применяться в штатном режиме.

**Контактная информация для связи:**

Телефон: +7(499)322-46-49

E-mail: [mng@faktormedprod.ru](mailto:mng@faktormedprod.ru)

Контактное лицо: Муравьев А.Э.

Генеральный директор  
ООО «Фактор-Мед Продакшн»



Н.П. Пришляк